

Espinker en una pagina

Todo lo que necesitas saber para empezar.

Espinker - Monitor de postura por webcam | Trabajo de grado, Ingenieria de Software, Universidad de Cartagena

Que hace

Revisa como estas sentado usando la camara de tu computador. Si llevas un buen rato encorvado, te manda un aviso discreto. Si vas bien, no te molesta.

Que NO hace

No graba video. No toma fotos. No sube nada a internet. Solo calcula angulos y los guarda en tu computador.

Como empezar

1. Abre el instalador y sigue los pasos. Si Windows te pregunta, acepta.
2. Cuando abra, lee las tres pantallas de bienvenida.
3. Cuando te pida la camara, autorizala. Sin eso no puede medir nada.
4. Sientate COMO TE SIENTAS SIEMPRE y pulsa el boton de medir. Son 6 segundos. No te pongas derecho a proposito: si posas, despues te va a avisar de mas.
5. Listo. Ya puedes trabajar normal.

Donde queda

Espinker no deja una ventana abierta. Vive abajo a la derecha, junto al reloj. Haz clic ahi para ver como vas o cambiar algo. Si no lo ves, pulsa la flechita que muestra los iconos ocultos.

El color y la forma del icono

Se ve asi	Significa
Circulo con visto	Vas bien. No hay nada que corregir.
Triangulo con signo	Tu postura bajo. Si sigue asi, te aviso.
Octagono	Llevas rato en una postura que te puede cansar.
Dos barras	No te veo en camara. Se pauso solo.

Fijate en la FORMA, no solo en el color: asi funciona igual para quien no distingue bien los colores.

Si algo no funciona

- No encuentra la camara: revisa que no la tenga abierta otra aplicacion, como una videollamada.
- Te avisa demasiado: en Ajustes puedes hacerla menos exigente.
- Te avisa poco: en Ajustes puedes hacerla mas exigente.
- Necesitas silencio un rato: activa el modo enfoque. Sigue midiendo pero no te avisa.
- Cambiaste de silla o escritorio: repite la medicion inicial desde Ajustes.

Cualquier problema, por pequeno que sea, cuentalo a quien te entrego la aplicacion. Eso es exactamente lo que estamos midiendo.